
Измерение параметров волн в кольцевом ветровом лотке

Учебные заведения: ННГУ им.Лобачевского, ИПФ РАН Работу выполняли: Соловьёв И.А., Чернова Н.Е., Курников Г.А Научные руководители: Ермаков Станислав Александрович, Доброхотов Владимир Андреевич




Эффект Доплера

$$\omega = \omega_0 \cdot \frac{1}{\left(1 - \frac{\mathbf{v}}{\mathbf{u}} \cdot \cos(\theta)\right)}$$

V - Скорость движения источника

и- Фазовая скорость

 ω_0 - Частота колебаний источника




Фурье преобразование

Используется для сигналов и систем как непрерывных, так и дискретных


$$\hat{f}\left(\omega
ight)=rac{1}{\sqrt{2\pi}}\int\limits_{-\infty}^{\infty}f(x)e^{-ix\omega}\,dx.$$

В цифровой обработке мы используем дискретное преобразование Фурье (По N-отсчётам)




$$X_k = \sum_{n=0}^{N-1} x_n e^{-rac{2\pi i}{N}kn} = \sum_{n=0}^{N-1} x_n \cdot [\cos(2\pi kn/N) - i \cdot \sin(2\pi kn/N)], \qquad (k=0,\dots,N-1).$$


Экспериментальная установка




- 1 Волногаситель
- 2 АЦП
- 3 Волнограф
- 4 ADV
- 5 Волнопродуктор





Экспериментальная установка




















Обработка данных с волнографа







Оценка длины волны

Закон спадания

$$v(t) = a \cdot e^{(b \cdot h)}$$

$$b = \frac{-2\pi}{\lambda}$$

Серия опытов 6-11

$$b_x = -0.5914 \frac{1}{cM} \quad \lambda_x = 10.62 \text{ CM}$$
 $b_z = -0.6423 \frac{1}{cM} \quad \lambda_z = 9.78 \text{ CM}$

Серия опытов 12-16

$$b_z = -0.6854 \ \frac{1}{cM} \ \lambda_z = 9.17 \ CM$$
 $b_x = -0.6247 \ \frac{1}{cM} \ \lambda_x = 10.06 \ CM$

Выводы

 Научились обрабатывать аналоговый сигнал

 Получили закон спадания, соответствующий теоретическому

$$v(t) = a \cdot e^{(-k \cdot h)}$$

Оценили длину волны для разных амплитуд

$$\lambda_z$$
 = 9.78 cm λ_x = 10.06 cm λ_z = 9.17 cm λ_x = 10.62 cm